

## Rörordning vid provtagning

De flesta rör innehåller någon slags tillsats i form av lösning, pulver eller sprejad antikoagulantia. När provtagningsnålen perforerar korken på olika rör med olika tillsatser kan rören kontaminera varandra och därmed provet. Därför ska man ta rören i denna ordning

Blododling	
Koagulationsrör tillsats Na-citrat	
Rör utan tillsats eller med koagulationsaktivator / gel	
Tillsats litium-heparin	
Tillsats litium Heparin med gel	
Tillsats natrium-heparin	
Tillsats EDTA	
Tillsats Na-citrat (Sänka-rör)	
FC-Mix, rör till glukos	