



2017-11-07

Nytt referensintervall för fS-Zink

Från och med 2017-11-20 införs nytt referensintervall för fS-Zink.

Nytt referensintervallet för fS-Zink: 8–18 µmol/L.

Förändringen innebär en sänkning av nedre referensintervallsgränsen jämfört med tidigare referensintervall: 11–18 µmol/L.

Det nya referensintervallet stämmer bättre med normalpopulationens koncentrationer enligt våra egna och andras studier. Flera andra laboratorier i Sverige har på senare år justerat ner referensintervallets gränser för fS-Zink, möjligen beroende på att dagens metoder ger något lägre värden än äldre metoder.

Referens

Ridefelt P. Zink – Har vi rätt referensintervall? Presentation på Equalis användarmöte i Allmän Klinisk kemi 2015-11-12. Equalis AB, <https://www.equalis.se/media/126882/peter-ridefelt-zink-har-vi-raett-referensintervall.pdf>

Vid frågor ring Aleris Medilab tel: 08-123 191 60.

Cecilia Gälman
Laboratoriechef
Klinisk kemi

Christian Löwbeer
Överläkare
Klinisk kemi

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa i Sverige, Norge och Danmark. Aleris ägs av Investor, har cirka 10 000 medarbetare och omsätter närmare 8,5 miljarder kronor.

Aleris Medilab

Besöksadress Centrallaboratoriet: Nytorpsvägen 30, Näsbypark.
Postadress: Box 1550, 183 15 Täby.
Tel: +46 8 123 191 00, Fax: +46 8 123 191 04, E-post: medilab@aleris.se

