

Information från SYNLAB Medilab

Under jul och nyår har vi öppet alla helgfria dagar mellan kl. 8.00-17.00 för provinlämning.

Tänk på att kontrollera provtagningsanvisningarna när prover ska skickas med post.

- ❖ Vid långhelger ska serum överföras till transportrör och det avhållda serumprovet frysas. Det är viktigt att ange på remissen att provet har varit fryst. Skicka sedan provet nästkommande vardag. Skicka aldrig prover dag före helgdag.
- ❖ En del analyser, se provtagningsanvisningar, fordrar att serum överförs till transportrör och fryses omedelbart. Sänd provet fruset med kolsyreis.
- ❖ <https://medilab.se/provtagningsanvisningar>

Telefontider under helgfria dagar är kl. 8.00-16.30, på telefonnummer 08-123 191 00.

Vid kontakt under julafton och nyårsafton gäller telefontiderna kl. 9.00-13.00.
Med telefonnummer 073-732 10 33.

Resterande röda dagar har vi telefonstängt.

God Jul och Gott Nytt År
Önskar vi på SYNLAB Medilab